


DIVA Twist

La Cage Rotatoire

The Rotating Cage






NovaSpine

IMPLANTS

Caractéristiques et **Avantages**
*Features and **Benefits***

Fabriqué en
Made of
PEEK



REVENDICATIONS / CLAIMS

La cage intersomatique DIVA Twist est utilisée pour le traitement chirurgical des discopathies lombaires, chez le patient ayant atteint sa maturité squelettique.

Elle assure la stabilisation des segments rachidiens comme complément à la fusion intersomatique et aide à réduire la douleur et le handicap.

The inter somatic DIVA Twist cage is used for the surgical treatment of lumbar discopathies for skeletally mature patients. It ensures the stabilization of spinal segments as a complement to inter somatic fusion and contributes to the reduction of pain and disability.


INSTRUMENTS




IMPLANTATION

Voie Postéro-Latérale


Postero-Lateral Approach



Choisir la taille
Select the size



Insérer la Cage
Insert the Cage



Tourner la Cage
Rotate the Cage


Des vis pédiculaires postérieures doivent être utilisées en association avec les cages DIVA Twist
Posterior pedicle screws must be used in association with DIVA Twist cages.

DIVA Twist

La Cage Rotatoire
The Rotating Cage

IMPLANTS

Taille / Size	Reference
T.7	DPLG3078*
T.8	DPLG3088
T.9	DPLG3098
T.10	DPLG30108
T.11	DPLG30118
T.12	DPLG30128
T.13	DPLG30138
T.14	DPLG30148



* Commande Spéciale / Special Order

INSTRUMENTS

		Distracteur / Spreader		Alésoir / Reamer	
Impacteur Cage Rotatoire <i>Rotating Cage Impactor</i>	DLICR122	T.7	DLD207		
	DLO113	T.8	DLD208	T.8	DLA308
Curette Baïonnette Droite <i>Straight Bayonet Curette</i>	DLBD115	T.9	DLD209	T.9	DLA309
Curette Baïonnette Triangulaire <i>Triangular Bayonet Curette</i>	DLBT112	T.10	DLD210	T.10	DLA310
Curette Baïonnette Angulée à Droite <i>Right Angled Bayonet Curette</i>	DLCAD108	T.11	DLD211	T.11	DLA311
Curette Baïonnette Angulée à Gauche <i>Left Angled Bayonet Curette</i>	DLCAG109	T.12	DLD212	T.12	DLA312
Curette Baïonnette Frontale <i>Front Up Bayonet Curette</i>	DLCF111	T.13	DLD213	T.13	DLA313
Manche en T <i>T Handle</i>	DLM103	T.14	DLD214	T.14	DLA314
Container DIVA TLIF	ACDIL-A				

CE 2797



NovaSpine

335, rue Saint Fuscien
80090 Amiens - France

Tél : 00 33 (0)3 22 50 07 31
Fax : 00 33 (0)3 22 46 34 35
e-mail : contact@novaspine.fr

Distributed by: