

SOCORE

Vis Canulée XL

XL Cannulated Screw



NovaSpine

SOCORE

Vis Canulée XL

XL Cannulated Screw

CARACTERISTIQUES FEATURES

Tête extra longue
Extra long head

Filetage variable
Variable threading

Col et filetage résistants
Resistant neck and threading

Trois trous traversants
Three crossing holes

AVANTAGES BENEFITS

Technique Mini-invasive simplifiée
Simplified Minimal invasive Technique

Ancrage optimal
Optimal anchoring

Pas de fracture de la vis
No breakage of the screw

Écoulement aisé du ciment
Easy flow of the cement



Reference	Description	Reference	Description
SCL535-A	Ø5 L.35	SCL735-A	Ø7 L.35
SCL540-A	Ø5 L.40	SCL740-A	Ø7 L.40
SCL545-A	Ø5 L.45	SCL745-A	Ø7 L.45
SCL550-A	Ø5 L.50	SCL750-A	Ø7 L.50
SCL635-A	Ø6 L.35	SCL755-A	Ø7 L.55
SCL640-A	Ø6 L.40	SCL835-A *	Ø8 L.35
SCL645-A	Ø6 L.45	SCL840-A *	Ø8 L.40
SCL650-A	Ø6 L.50	SCL845-A *	Ø8 L.45
SCL655-A	Ø6 L.55	SCL850-A *	Ø8 L.50
SLS104	Vis de Blocage Standard / <i>Standard Locking Screw</i>		
SIMTPR294	Tournevis Canulé / <i>Cannulated Screwdriver</i>		
SIMCR295	Cylindre Tournevis / <i>Screwdriver Cylinder</i>		
SIMBC296	Bague pour Cylindre / <i>Cylinder Ring</i>		
SIMLAT274	Levier Anti Torque / <i>Counter Torque</i>		
SIMEL275	Brise Lames / <i>Blade Breaker</i>		

* Commande Spéciale / *Special Order*

Les vis sont livrées avec vis de blocage / *Screws are delivered with locking screws*
Les références deviennent / *References become REFERENCE-A*

CE2797



NovaSpine

335, rue Saint Fuscien
80090 Amiens - France

Tél : 00 33 (0)3 22 50 07 31

Fax : 00 33 (0)3 22 46 34 35

e-mail : contact@novaspine.fr

Distributed by: